



# IMPLANTY


## 4-KĄTNY „NEW ART“

Implant Champions®-4-kątny jest implantem jednoczęściowym przeznaczonym do implantacji na poziomie kości. Dostępne są implanty o średnicy 3,0/3,5/4,5/5,5 mm oraz długości 6,5/8/10/12/14/16/18 mm. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wskazań, implant nadaje się nie tylko do implantacji w już wyleczonej kości (implantacja późna) lecz także do implantacji opóźnionej (6 – 8 tygodni po ekstrakcji zęba), a w odpowiednich warunkach do implantacji natychmiastowej (zaraz po ekstrakcji zęba).

Implanty 4-kątne mogą być stosowane w różnej jakości kości szczęki i żuchwy (D1-D4).

Proszę zwrócić uwagę na wskazane ograniczenia w instrukcji.

Materiał: Tytan 4 stopnia



Średnica	Długość	Wysokość	Nr. artykułu	Rodzaj
3,0 mm	10 mm	8,0 mm	1015	○
	12 mm	8,0 mm	1040	
	14 mm	8,0 mm	1080	
	16 mm	8,0 mm	1120	
3,5 mm	6 mm	8,1 mm	0900	
	8 mm	8,1 mm	1000	
	10 mm	8,1 mm	1020	
	12 mm	8,1 mm	1050	
	14 mm	8,1 mm	1090	
	16 mm	8,1 mm	1130	
	18 mm	8,1 mm	1160	
4,5 mm	6 mm	8,6 mm	0910	
	8 mm	8,6 mm	1010	
	10 mm	8,6 mm	1030	
	12 mm	8,6 mm	1060	
	14 mm	8,6 mm	1100	
	16 mm	8,6 mm	1140	
5,5 mm	6 mm	9,2 mm	0920	
	8 mm	9,2 mm	1012	
	10 mm	9,2 mm	1035	
	12 mm	9,2 mm	1070	
	14 mm	9,2 mm	1110	
	16 mm	9,2 mm	1150	



# IMPLANTY

## 4-KĄTNY „CLASSIC“


Implant Champions®-Classic jest implantem jednoczęściowym przeznaczonym do implantacji na poziomie kości. Dostępne są implanty o średnicy 3,5 mm oraz długości 8/10/12/14/16 mm.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres wskazań, implant nadaje się nie tylko do implantacji w już wyleczonej kości (implantacja późna) lecz także do implantacji opóźnionej (6 – 8 tygodni po ekstrakcji zęba), a w odpowiednich warunkach do implantacji natychmiastowej (zaraz po ekstrakcji zęba).

Implanty Classic mogą być stosowane w kości D1.

Proszę zwrócić uwagę na wskazane ograniczenia w instrukcji.

Materiał: Tytan 4 stopnia



Średnica	Długość	Wysokość	Nr. artykułu	Rodzaj
3,5 mm	8 mm	8,1 mm	1005	●
	10 mm	8,1 mm	1025	
	12 mm	8,1 mm	1055	
	14 mm	8,1 mm	1095	
	16 mm	8,1 mm	1135	