

# IMPLANTY


## (R)EVOLUTION

Implant Champions (R)Evolution jest implantem dwuczęściowym przeznaczonym do implantacji na poziomie kości. Dostępne są implanty o średnicy 3,5/4,0/4,5/5,5 mm oraz długości 6,5/8/10/12/14/16 mm. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wskazań, implant nadaje się nie tylko do implantacji w już wyleczonej kości (implantacja późna) lecz także do implantacji opóźnionej (6 – 8 tygodni po ekstrakcji zęba), a w odpowiednich warunkach do implantacji natychmiastowej (zaraz po ekstrakcji zęba).

Implanty (R)Evolution mogą być stosowane w różnej jakości kości szczęki i żuchwy (D1-D4). Mogą być stosowane we wszystkich wskazaniach klinicznych, bez augmentacji lub z użyciem technik augmentacji metoda operacyjna: bezpłatowa lub z preparacją pełnego płata.

Proszę zwrócić uwagę na wskazane ograniczenia w instrukcji.

Materiał: tytan 4 stopnia



Średnica	Długość	Wysokość	Nr. artykułu	Rodzaj
3,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0800	●
	8 mm	3,5 mm	0815	
	10 mm	3,5 mm	0830	
	12 mm	3,5 mm	0845	
	14 mm	3,5 mm	0860	
	16 mm	3,5 mm	0875	
4,0 mm	6,5 mm	3,5 mm	0802	
	8 mm	3,5 mm	0817	
	10 mm	3,5 mm	0832	
	12 mm	3,5 mm	0847	
	14 mm	3,5 mm	0862	
	16 mm	3,5 mm	0877	
4,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0805	
	8 mm	3,5 mm	0820	
	10 mm	3,5 mm	0835	
	12 mm	3,5 mm	0850	
	14 mm	3,5 mm	0865	
	16 mm	3,5 mm	0880	
5,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0810	
	8 mm	3,5 mm	0825	
	10 mm	3,5 mm	0840	
	12 mm	3,5 mm	0855	
	14 mm	3,5 mm	0870	
	16 mm	3,5 mm	0885	